

# 袖珍生化密封实验器说明书

产品编号: TP6018

## ■ 产品简介

本产品由实验桶、上盖、硅胶塞构成，用于光合作用、呼吸作用、种子萌发放热等实验。

## 产品规格表




| 序号 | 组件名称 | 示例图片  | 数量 | 备注          |
|----|------|---|----|-------------|
| 1  | 实验桶  |   | 1个 | 153.5*60*60 |
| 2  | 上盖   |  | 1个 | Φ51.3       |
| 3  | 硅胶塞  |  | 2个 | 4.5*8.45    |

表 1

## ■ 产品总装图



图1袖珍生化密封实验器

## ■ 产品装配步骤

按图1搭建实验装置。

## ■ 典型实验

光合作用实验

呼吸作用实验

酵母菌的呼吸作用

种子的萌发放热

催化剂对过氧化氢的分解

## ■ 注意事项

可以使用压强传感器插入罐体侧面插孔，用于压强类实验。

## ■ 维修保养

不使用时应将仪器放在纸箱中，表面灰尘用潮抹布轻拭，避免尖锐物品划伤表面。